



**Isolatoren zur Handhabung pharmazeutischer und chemischer Substanzen oder zum Abfüllen/Handhaben von Produkten die mit Sauerstoff oder Feuchtigkeit reagieren.**

- Edelstahl-Box in verschiedenen Größen.
- Anzahl und Position der Handschuheingriffe nach Kundenwunsch.
- Schleusen rechteckig oder rund in beliebigen Abmessungen.
- Mikroprozessor -Steuerung mit Touch-Screen-Display.
- Integration von Sensoren wie Sauerstoff und Feuchtesensor nach Bedarf.
- Automatisierte Spülzyklen für Box und Schleuse



Die gesamte Frontscheibe ist um mehr als 110° nach oben aufklappbar !  
Verschließen und Abdichten der Frontscheibe erfolgt mit einer aufblasbaren Dichtung!  
Sehr gute Reinigung der Innenflächen der Box bei geöffneter Frontscheibe.  
Übergänge und Ecken im Inneren der Glovebox sind mit Radien ausgebildet.  
Der Isolator verfügt über Alarmanzeige bei Sauerstoff-oder Feuchtigkeitseinbruch.  
Neben Integrierbaren Abfallbehältnisse verfügt das System über Netzstecker und von außen zugängliche Innenraumbeleuchtung.